

Instrukcja montażu reduktora ciśnienia



Krok 1:

Usunąć osłonkę ochronną z butli gazowej.
Nakręcić ręcznie reduktor na butlę tlenową - **Nigdy nie dokręcać narzędziem!**
(WAŻNE: prosimy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa)

Krok 2:

W celu otwarcia butli gazowej przekręcić zawór butli w kierunku strzałki (odwrotnie do ruchu wskazówek zegara). Maksymalnie jeden obrót, nie więcej!
Za pomocą manometru skontrolować ciśnienie napełnienia butli gazowej.

Krok 3:

Za pomocą pokrętła do regulacji przepływu ustawić podaż tlenu (l/min)
Połączyć węż tlenowy (bądź maskę) w punkcie A z reduktorem tlenu

Wskazówki:

Przyrząd do podawania tlenu utrzymywać należy utrzymywać z dala od substancji olejowych i tłuszczu. Przed zastosowaniem należy umyć ręce.

W pobliżu przyrządu surowo zabronione jest palenie papierosów bądź używanie otwartego ognia.

Przyrząd czyścić należy wyłącznie z zewnątrz, nigdy wewnątrz. Do tego celu stosować można czystą ściereczkę, suchą lub wilgotną (nawilżoną czystą wodą). W przypadku zastosowania środków do dezynfekcji należy zwrócić uwagę, aby do środka reduktora nie dostał się żaden płyn.

Instrukcja demontażu reduktora ciśnienia



Krok 1:

Najpierw zamknąć butlę gazową. W tym celu przekręcić zawór butli w kierunku strzałki (zgodnie z ruchem wskazówek zegara).

Krok 2:

Pomimo zamknięcia butli tlen znajdujący się w reduktorze wytwarza ciśnienie resztkowe. To ciśnienie resztkowe widoczne jest na manometrze. Należy umożliwić ujście ciśnienia resztkowego z reduktora (można to zrobić pobierając całkowity tlen lub ustawiając reduktor na najwyższy stopień, aż nie będzie uchodził tlen).

Krok 3:

Kiedy na manometrze nie będzie już widoczne ciśnienie (wskazówka na zerze), możliwe jest odkręcenie manometru - **ręcznie (!)**.

Wskazówki:

Przyrząd do podawania tlenu utrzymywać należy utrzymywać z dala od substancji olejowych i tłuszczu. Przed zastosowaniem należy umyć ręce.

W pobliżu przyrządu surowo zabronione jest palenie papierosów bądź używanie otwartego ognia.

Przyrząd czyścić należy wyłącznie z zewnątrz, nigdy wewnątrz. Do tego celu stosować można czystą ściereczkę, suchą lub wilgotną (nawilżoną czystą wodą). W przypadku zastosowania środków do dezynfekcji należy zwrócić uwagę, aby do środka reduktora nie dostał się żaden płyn.



GTI medicare GmbH
Beuler Höhe 36
45525 Hattingen
02324 / 9199-0
02324 / 9199-50



GTI Nord medicare GmbH
Hermann-Buck-Weg 1
22309 Hamburg
040 / 611369-0
040 / 611369-14